

soft skin

alívio de pressão



prevenção é a cura!



www.jmv.com.pt

Tel.: +351 21 924 82 90

info@jmv.com.pt

softskin

alívio de pressão



○ **SoftSkin** é fabricado num polímero original, único no seu género, que absorve a pressão, almofadando e protegendo as proeminências ósseas.

○ **SoftSkin** tem a consistência do tecido adiposo, absorve a pressão e adapta-se naturalmente aos contornos do corpo.

○ **SoftSkin** não é tóxico e é quimicamente inerte.

○ **SoftSkin** é feito com um material que amortece e protege.

CARACTERÍSTICAS

Amortece a pressão

Reduz o atrito

Moldável

Adapta-se aos contornos do corpo

Não-Aderente

Dá conforto ao paciente.

Remove-se sem provocar trauma.

Reutilizável no mesmo paciente

Eficaz em termos de custos

Adaptável

Pode ser cortado para o tamanho desejado

Quimicamente inerte

UTILIZAÇÕES

1. **Prevenção de escaras nas zonas de risco**

2. **Aplicações ortopédicas**

3. **Espasticidade muscular**

4. **Úlceras**

Em Úlceras de decúbito

Na região infra-mamária

Na região inter-digital

Na região poplíteia

Na protecção dos pavilhões auriculares

5. **Próteses externas e imobilizações ortopédicas**

6. **Bloco operatório (Vários Usos)**

AVISO!

Não utilizar como penso primário no tratamento de feridas

APRESENTAÇÃO

Descrição	Referência	Dimensões	Quant./Caixa
SoftSkin	10-553	10cmx10cmx0,3cm(cadapenso)	10 pensos
SoftSkin	10-561	10cmx10cmx1,2cm(cadapenso)	5 pensos

Todas as medidas indicadas são aproximadas.

prevenção é a cura!

CE



Visite-nos no nosso site www.jmv.com.pt

Centro Empresarial Sintra - Estoril VI, Edifício T1
Estrada de Albarraque - Linhó
2710-297 Sintra

Tel: +351 21 924 82 90 Fax: +351 21 924 49 99
info@jmv.com.pt

www.jmv.com.pt