



Tecnologias de Saúde

www.jmv.com.pt



Reabilitação

Rep Bands e Rep Cords

1200 6 / 1200 50
1210 25 / 1210 50



Descrição técnica: As bandas e cordas da DeRoyal são um exercício de resistência do treino de reabilitação. Proporcionam ao doente um nível de resistência constante para a obtenção de melhores resultados. As bandas e as cordas estão disponíveis em cinco níveis diferentes de resistência. Não contêm látex, pó e são inodoras.

Fim a que se destina: N/A

Ref ^o Bandas	Resistência	Tamanho (mts)	Ref ^o Cordas	Resistência	Tamanho (mts)
1200-6 / 1200-50	X Light Amarelo	5,4 / 45	1210-25 / 1210-50	X Light Amarelo	7,5 / 30
1201-6 / 1201-50	Light Laranja	5,4 / 45	1211-25 / 1211-50	Light Laranja	7,5 / 30
1202-6 / 1202-50	Medium Verde	5,4 / 45	1212-25 / 1212-50	Medium Verde	7,5 / 30
1203-6 / 1203-50	Hard Azul	5,4 / 45	1213-25 / 1213-50	Hard Azul	7,5 / 30
1204-6 / 1204-50	X Hard Violeta	5,4 / 45	1214-25 / 1214-50	X Hard Violeta	7,5 / 30

Royal Putty

1111 R



Descrição técnica: O Royal Putty é um silicone dinâmico, desenvolvido em colaboração com terapeutas, para a reabilitação da mão, que corresponde à intensidade da carga sobre ela exercida. Carga intensa corresponde a elevada resistência; carga ligeira corresponde a baixa resistência. Os silicones Royal Putty são feitos à base de parafina, o que não é tóxico e hipoalergénico. Todas as resistências são facilmente misturáveis entre elas.

Fim a que se destina: Para a reabilitação da mão.

Ref ^o	Peso	Dureza	Cor	Ref ^o	Peso	Dureza	Cor
1111 R	85 g	XX-Light	Creme	1121 R	2,25kg	XX-Light	Creme
1112 R	85 g	X-Light	Creme	1122 R	2,25kg	X-Light	Creme
1113 R	85 g	Light	Amarelo	1123 R	2,25kg	Light	Amarelo
1114 R	85 g	Médio	Vermelho	1124 R	2,25kg	Médio	Vermelho
1115 R	85 g	Hard	Verde	1125 R	2,25kg	Hard	Verde
1116 R	85 g	X-Hard	Azul	1126 R	2,25kg	X-Hard	Azul

Fita de Ortótese

AC3006 R
AC3007 R



Descrição técnica: Fita de espuma não elástica e com ligeira elasticidade para ortótese.

Fim a que se destina: Para a reabilitação da mão.

Ref ^o	Cor	Largura x comprimento
AC3006 - R	Beje	50mm x 9m
AC3007 - R	Azul	50mm x 9m



JMV
produtos hospitalares



Centro Empresarial Sintra - Estoril VI, Edifício T1
Estrada de Albarraque - Linhó
2710-297 Sintra
Tel: + 351 21 924 82 90 Fax: + 351 21 924 49 99
info@jmv.com.pt
www.jmv.com.pt

Visite-nos no nosso site www.jmv.com.pt